

多様な産業用途向けカスタムPtfeボトル

商品番号: PL-1010



前書き

化学薬品保管用高純度PTFEボトル。広口/狭口オプション、漏れ防止、耐久性。研究室や工業用に最適。

[詳細を学ぶ](#)

容量	高さ	口径	口径	重量
50ml	86mm	45mm	22mm	94.4g
100ml	107mm	54mm	30mm	144.7g
150ml	110mm	62mm	30mm	183.3g
200ml	123mm	70mm	37mm	244.9g
250ml	131mm	71mm	37mm	248g
500ml	153mm	82mm	35mm	364.7g
1000ml	195mm	109mm	51mm	836.2g

容量	高さ	口径	口径	重量
50ml	86mm	45mm	22mm	94.4g
100ml	115mm	54mm	22mm	133.9g
150ml	110mm	62mm	22mm	173.8g
200ml	126mm	70mm	30mm	228g
250ml	135mm	71mm	30mm	242g
500ml	154mm	82mm	30mm	340.7g
1000ml	190mm	109mm	35mm	733.6g