

多様な産業用途向けカスタムPtfeボトル

商品番号: PL-1010



前書き

化学薬品保管用高純度PTFEボトル。広口/狭口オプション、漏れ防止、耐久性。研究室や工業用に最適。

[詳細を学ぶ](#)

| 容量     | 高さ    | 口径    | 口径   | 重量     |
|--------|-------|-------|------|--------|
| 50ml   | 86mm  | 45mm  | 22mm | 94.4g  |
| 100ml  | 107mm | 54mm  | 30mm | 144.7g |
| 150ml  | 110mm | 62mm  | 30mm | 183.3g |
| 200ml  | 123mm | 70mm  | 37mm | 244.9g |
| 250ml  | 131mm | 71mm  | 37mm | 248g   |
| 500ml  | 153mm | 82mm  | 35mm | 364.7g |
| 1000ml | 195mm | 109mm | 51mm | 836.2g |

| 容量     | 高さ    | 口径    | 口径   | 重量     |
|--------|-------|-------|------|--------|
| 50ml   | 86mm  | 45mm  | 22mm | 94.4g  |
| 100ml  | 115mm | 54mm  | 22mm | 133.9g |
| 150ml  | 110mm | 62mm  | 22mm | 173.8g |
| 200ml  | 126mm | 70mm  | 30mm | 228g   |
| 250ml  | 135mm | 71mm  | 30mm | 242g   |
| 500ml  | 154mm | 82mm  | 30mm | 340.7g |
| 1000ml | 190mm | 109mm | 35mm | 733.6g |