

先端科学・産業用途向けカスタムPtfe測定シリンダー

商品番号: PL-1009



前書き

PTFE（ポリテトラフルオロエチレン）製測定シリンダーの優れた性能をご覧ください。

[詳細を学ぶ](#)

容量	全高	外径	重量
10ml	108mm	17mm	42g
20ミリリットル	108mm	24mm	64g
50ml	118mm	34mm	128g
100ml	138mm	40mm	158g
250ml	147mm	60mm	374g
500ml	160mm	79mm	460g
1000ml	180mm	100mm	699g
2000ml	/	/	/