

カスタムPtfеマイクロ波消化容器

商品番号: PL-1003



前書き

高純度PTFEマイクロ波分解容器は、安全で汚染のない試料前処理用。ICP-MS, AAS, 微量分析に最適。カスタムサイズもあります。

[詳細を学ぶ](#)

製品仕様	内口径 (mm)	本体直径 (mm)	蓋付き高さ(mm)
PTFE消化容器 30ml	25	42	105
PTFE消化容器50ml	29	47	110
PTFE消化容器100ml	50	62	143
PTFE消化容器 200ml	53	69	163