

テフロン容器およびコンポーネントのためのカスタムPtfe部品メーカー

商品番号: PT-1011



前書き

ラボ&産業用高精度PTFE容器。耐薬品性、カスタマイズ可能なサイズ。半導体、医学及び実験室の適用のための理想。引用を得なさい！

詳細を学ぶ

丸型容器 (外径*内径*深さ)	正方形/長方形の皿 (内側の長さ×幅×内側の深さ)
70mm*60mm*15mm	60mm*60mm*15mm
50mm*40mm*15mm	80*80mm*15mm
60mm*50mm*15mm	90*90mm*15mm
80mm*70mm*15mm	100*100mm*15mm
90mm*80mm*15mm	110*110mm*15mm
100mm*90mm*15mm	120*120mm*15mm
110mm*100mm*15mm	
120mm*110mm*15mm	
130mm*120mm*15mm	
160mm*150mm*15mm	200*200*120mm (およそ 5L PTFE のシリンダー)
92*83*19mm	10L PTFEシリンダー
102*93*20mm	15L PTFEシリンダー