

多様な用途に対応するカスタムPtfе浅型蒸発皿

商品番号: PL-1002



前書き

ラボ用高純度PTFE浅型蒸発皿。耐薬品性、ノンステ
ィック、サンプル蒸発に最適。特注サイズも承ります
。今すぐご注文ください！

[詳細を学ぶ](#)

仕様	底部外径（mm）	口内径（mm）	全高（mm）	底厚（mm）	壁厚(mm)
浅型 20mm	20	15	10	5	2.5
浅型30mm	30	25	10	5	2.5
浅型40mm	40	30	10	5	5
浅型 50mm	50	40	10	5	5
浅型60mm	60	50	10	5	5
浅型 70mm	70	60	10	5	5
浅型 80mm	80	70	10	5	5
浅型90mm	90	80	10	5	5
浅型 100mm	100	90	10	5	5