

高度な用途向けのカスタムPtfeスリーブおよびホローロッド

商品番号: PL-04



前書き

耐薬品性、熱安定性、低摩擦性を備えた高性能PTFEホローロッド&スリーブ。カスタムサイズも承ります。今すぐKINTEKにお問い合わせください！

[詳細を学ぶ](#)

特性	標準値
比重	2.14 - 2.3 g/cm ³
軟化温度	317 - 327 °C
引張強度	13.72 - 34.3 MPa
破断時伸び	150 - 400%
圧縮強度	12 MPa
ショアD硬度	D50 - D55
曲げ弾性率	3.5 - 6.3 (x 10 ³ Kg/cm ²)
動摩擦係数	0.1