

工業用および研究室用カスタムPtfеスクエアトレイ

商品番号: PL-1005



前書き

ラボ&産業用プレミアムPTFE角型トレイ。耐薬品性、非粘着性、高純度PTFE製半導体・医療用トレイ。利用できる注文のサイズ。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	内部L*W*H (mm)	外部L*W*H (mm)
40mm	40*40*20mm	30*30*15mm
60mm	60*60*20mm	50*50*15mm
80mm	80*80*20mm	70*70*15mm
100mm	100*100*20mm	90*90*15mm
120mm	120*120*20mm	110*110*15mm