

高度な産業用途向けのカスタムPtfteテフロンボール

商品番号: PL-02



前書き

化学、医療、産業用途向けの精密PTFEボール。高性能、低摩擦、耐薬品性。カスタムサイズも利用可能。今すぐ見積もりを！

[詳細を学ぶ](#)

特性	単位	標準値
比重	g/cm ³	2.14~2.3
軟化温度	°C	317~327
引張強度	MPa	13.72~34.3
伸び	%	150~400
圧縮強度	MPa	12 kg/cm ²
アイソット衝撃強度	Kg-Cm/Cm ²	6.4 mg/1000 cycles
ショア硬度	-	D50~55
曲げ弾性率	10 ³ Kg/Cm ²	3.5~6.3
動摩擦係数	-	0.1