

カスタム Ptfе テフロン部品メーカー導電性ガラス基板洗浄ラック

商品番号: PL-1016



前書き

ラボ洗浄用高純度PTFEフラワーバスケット。半導体及び医学の適用のために利用できるカスタム設計。

[詳細を学ぶ](#)

10×10mm (スロット例：1.1mm)	20×20mm (スロット例：1.1mm)	25×25mm (スロット例：2.2mm)	30×30mm (スロット例：2.2mm)
15×15mm (スロット例：1.1mm)	25×25mm (スロット例：1.1mm)	30×30mm (スロット例：1.1mm)	30×30mm (スロット例：2.2mm)