

高度な科学と工業用カスタムPtfeフラスコ

商品番号: PL-1018



前書き

耐薬品性に優れ、こびりつきにくく、正確な測定が可能です。半導体、医療、分析用途に最適です。今すぐ購入

[詳細を学ぶ](#)

容量 (mL)	内口径 (mm)	最大外径 (mm)	全高 (mm)	重量 (g)
25	17	41	97	41
50	23	52	117	73
100	23	65	117	111
200	29	88	158	232
250	29	90	169	277
500	34	110	213	409
1000	38	150	260	965