

研究室および産業用途向けのカスタマイズ可能なPtfeるつぼ

商品番号: PL-1006



前書き

ラボ用蓋付き高純度PTFEるつぼ。耐薬品性、非粘着性、耐久性。試料分解、AA、ICP-MSに最適。特注サイズあり。

[詳細を学ぶ](#)

容量	上部外径 (mm)	底部直径 (mm)	全高 (mm)
20ml	38	30	55
25ml	39	30	55
30ml	48	30	56
50ml	51	33	67
100ml	61	43	70
250ml	79	50	107