

## 研究室および産業用途向けのカスタマイズ可能なPtfeるつぼ

商品番号: PL-1006



### 前書き

ラボ用蓋付き高純度PTFEるつぼ。耐薬品性、非粘着性、耐久性。試料分解、AA、ICP-MSに最適。特注サイズあり。

### [詳細を学ぶ](#)

| 容量    | 上部外径 (mm) | 底部直径 (mm) | 全高 (mm) |
|-------|-----------|-----------|---------|
| 20ml  | 38        | 30        | 55      |
| 25ml  | 39        | 30        | 55      |
| 30ml  | 48        | 30        | 56      |
| 50ml  | 51        | 33        | 67      |
| 100ml | 61        | 43        | 70      |
| 250ml | 79        | 50        | 107     |