

Ptfe ディープエバポレーティングディッシュ

カスタマイズ可能な研究室および産業用ソリューション

商品番号: PL-1001



前書き

高品質PTFE製ラボ用深型蒸発皿。耐薬品性、ノンステック、カスタマイズ可能。サンプルハンドリングに最適です。今すぐ入手

[詳細を学ぶ](#)

皿タイプ	底部外径(mm)	口内径 (mm)	高さ (mm)	底厚 (mm)	壁厚(mm)
ディープタイプ 20mm	20	15	20	5	2.5
ディープタイプ 30mm	30	25	20	5	2.5
ディープタイプ 40mm	40	30	20	5	5
ディープタイプ 50mm	50	40	20	5	5
ディープタイプ 60mm	60	50	20	5	5
ディープタイプ 70mm	70	60	20	5	5
ディープタイプ 80mm	80	70	20	5	5
ディープタイプ 90mm	90	80	20	5	5
ディープタイプ 100mm	100	90	20	5	5
ディープタイプ 120mm	120	110	20	5	5